

Para más información  
acerca de Auditiva y de  
nuestros dispositivos de  
audición, visítenos en línea  
en [www.auditiva.us](http://www.auditiva.us)

*Briza*

*Veloz*

**Intuir**

**Fino**

*Ligero*

**BTE 278**

**DP60**

**D60**

*Opti 2*


# Auditivã<sup>®</sup>

*Tecnología Avanzada en Audición*




Al mantener la certificación ISO, los empleados de Auditivã<sup>®</sup> están demostrando nuestro compromiso con cuatro objetivos medibles: Calidad, Entrega, Mejoramiento Continuo y Proveedores de Calidad Comprometida. Puede estar seguro de que todos en Auditiva estamos comprometidos a proporcionarle productos que cumplan las más elevadas normas de calidad, fabricados por personal profesional con habilidades y calificaciones elevadas.

Su Profesional Certificado de Atención Médica a la Audición de Auditivã<sup>®</sup>:



[www.auditiva.us](http://www.auditiva.us)

# Veloz



- Excelente
- Desempeño
- Con Elegancia

# Auditivã<sup>®</sup>

## ¿Se encuentra exhausto después de cenar fuera con familiares o amigos?



El dispositivo de audición sobre la oreja *Veloz*, con su diseño moldeado, se creó haciendo énfasis en la comodidad de usted al utilizar este dispositivo único.

Las características destacadas incluyen nuestro nuevo control de volumen digital, que ofrece un rodillo deslizante suave, fácil de ajustar, para aquellos que tienen destreza limitada. El nuevo pulsador de memoria se puede ubicar y operar sin gran esfuerzo.

El diseño único del *Veloz* proporciona un ajuste cómodo con respecto a generaciones anteriores de dispositivos de audición. Usted y su profesional de atención médica auditiva deciden cómo usarlo: sobre la oreja (OTE) o detrás de la oreja (BTE), con un botón auditivo de ajuste abierto o con un molde auditivo personalizado.

Con más características estándar que dispositivos de audición anteriores, el *Veloz* proporciona soluciones infinitas para su confort auditivo. ¡Es el instrumento que ofrece un desempeño a alta velocidad para su estilo de vida activo!

**Adaptive Directionality®** que conmuta automáticamente entre ajustes de micrófono dependiendo del ruido existente en el ambiente al mismo tiempo que se adapta a la fuente de la conversación. Esto le proporciona un desempeño y compresión extraordinarios con una transición uniforme entre diferentes modos de audición sin ningún ajuste por parte de usted.

**Sistema de micrófonos dobles programables** que le permite seleccionar diferentes modos de audición dependiendo de la situación con un toque del botón de memoria; o es posible que desee dejar el *Veloz* en la configuración de Direccionalidad Adaptativa totalmente automática para la operación libre.

El **Control de Volumen Digital** ofrece un rodillo deslizante suave, fácil de ajustar, para aquellos que tienen destreza limitada.

El revolucionario sistema de **Cancelación de Retroalimentación Adaptativa** con constante monitoreo elimina virtualmente el silbido, conocido como realimentación.

El **Sistema de Reconocimiento Ambiental (ERS)** ofrece lo último en reducción de ruido ambiental con un máximo ajuste para tratar las situaciones más extremas.

El **Retardo de Encendido Programable** le da tiempo para colocar correctamente su instrumento sin el silbido o realimentación normal cuando lo posiciona sobre su oreja o dentro de ella. Seleccione de entre 4 opciones de retardo de tiempo junto con 4 ajustes de nivel de alimentación para mayor flexibilidad.

El **Registro de Datos de Eventos** registra los eventos de encendido, cambios de control de volumen, cambios de programa y de batería baja, lo que permite una consulta ampliada en el consultorio con su proveedor de cuidados médicos auditivos profesionales.

Ajuste de Ecuilizador de Ganancia de 12 Bandas, **Doce (12) Canales** y cuatro (4) Memorias Programables.

## Por qué tener dos dispositivos para mejorar la audición es mejor que tener uno solo

Los pacientes a veces preguntan por qué los profesionales de la salud que atienden sus problemas de audición recomiendan dos dispositivos para mejorar la audición en vez de uno. Si usted tiene pérdidas de audición en ambos oídos, es un candidato probable a tener dos dispositivos de ayuda para la audición. De manera similar a que los problemas de refracción en ambos ojos se tratan con un par de gafas, tiene sentido que las pérdidas de audición bilaterales se deban tratar con dispositivos binaurales. Aunque un proveedor de cuidados médicos para la audición es el que mejor puede determinar si usted es un candidato para tener dos dispositivos, la decisión final es suya.

Tenga en consideración estas importantes ventajas de una disposición binaural (para dos oídos):

- Un “sonido estéreo” más natural y una sensación general balanceada
- Mejoramiento de la capacidad para identificar la dirección del sonido, lo cual es crucial para la seguridad
- La audición cansa menos y más placentera
- Aumento de la capacidad de comprensión de la conversación en condiciones normales y en situaciones ruidosas
- Menos volumen necesario, lo que reduce la interferencia del ruido de fondo y la probabilidad de realimentación
- Mantiene activos ambos oídos, reduciendo la probabilidad de que el oído carente de dispositivo de ayuda pierda su capacidad de escuchar o comprender
- Mayor comodidad ante la ocurrencia de ruidos de gran volumen
- Calidad más uniforme del tono y mejor claridad